

deconex® 54 SPORCIDE

За спороцидна дезинфекция на всички медицински инструменти и принадлежности, включително гъвкави ендоскопи

Готов за употреба, на основата на глутаралдехид



Приложение

За ръчна дезинфекция на всички предварително почистени и деконтаминирани медицински инструменти и принадлежности.

Свойства

deconex 54 SPORCIDE е готов за употреба дезинфектант от висок клас („стерилизанти“) на основата на стабилизирани глутаралдехид. Препаратът няма нужда от активатор за проявяване на неговия ефект.

deconex 54 SPORCIDE има бактерицидно, туберкулоцидно, фунгицидно и вирусцидно действие само след 10 мин. За пълното проявяване на неговата спороцидна ефективност е необходима 60 мин. експозиция. deconex 54 SPORCIDE е широко съвместим с много материали и се използва и за дезинфекция на гъвкави и твърди ендоскопи и анестезиологични принадлежности.



Спектр на активност

Бактерицидно, фунгицидно, туберкулоцидно, вирусцидно и спороцидно действие

Дозирание / Експозиционно време

За бактерициден, туберкулоциден, фунгициден и вирусциден ефект	10 мин.
За спороциден ефект	60 мин.

Експертни доклади

На разположение са следните доклади:

- Спороцидно тестване (*B. subtilis*) съгласно стандарт NF T 72 231
- Вирусцидно тестване (Полиоовирус) съгласно стандарт NF T 72 180
- Туберкулоцидно тестване (*M. tuberculosis*) съгласно стандарт NF T 72 301
- Бактерицидно тестване (*S. aureus*) съгласно стандарт NF EN 1040
- Фунгицидно тестване (*C. albicans*) съгласно стандарт NF EN 1275
- Бактерицидно тестване (*S. aureus*) съгласно стандарт NF T 72 190
- Фунгицидно тестване (*C. albicans*) съгласно стандарт NF T 72 190
- Копия от експертните доклади са налични при поискване.

Активни вещества

100 г. deconex 54 SPORCIDE съдържат:
2.5 г. глутаралдехид

Помощни вещества:

Повърхностно активни вещества, разтворители, корозионни инхибитори

deconex® 54 SPORCIDE

Информация за употреба

Дезинфекцията с deconex 54 SPORCIDE трябва винаги да се предхожда от основно почистване напр. с deconex 3-ZYME, deconex 36 INTENSIV или deconex 36 BS или от отстраняване на замърсяването с deconex 50 FF/ 36 INTENSIV. На дезинфекция с deconex 54 SPORCIDE трябва да бъдат подлагани само чисти прибори – без кръв, тъкани и протеинови остатъци.

С deconex 54 SPORCIDE трябва да се работи в добре проветряеми помещения или в помещения с вентилационна система. Дезинфекционната вана винаги трябва да бъде покрита с капак.

При дезинфекция на кухи инструменти трябва да се следи за отсъствие на въздушни мехурчета при потапяне. След обработката с deconex 54 SPORCIDE приборите трябва да се изплакват обилно с чиста или стерилна (ако е необходимо) вода.

Химични/физични данни

pH	концентрат	около 5.9
Плътност	концентрат	1.00 г./мл
Външен вид	концентрат	прозрачна, безцветна течност

Наличност

Моля свържете се с вашия местен представител, за да получите повече информация за наличните размери опаковки.

Контейнерите, капачките и етикетите са направени от рециклируем полиетилен.

Дистрибутор за България:
Медицинска Техника Инженеринг ООД
Адрес: гр. София 1750, ж.к. Младост 1,
бл. 28Б /ул. Димитър Моллов/
Тел.: 02 462 71 31, 971 20 61
Факс: 02 462 71 28, 462 71 15
e-mail: info@mte-bg.com

Дезинфекционният разтвор може да се използва повторно до 28 дни, ако са спазени следните правила:

1. За да не се изпарява разтворът, ваната винаги трябва да бъде покрита с капак.
2. Инструментите, които ще се дезинфекцират, трябва да са чисти и сухи. Това предотвратява замърсяването и, което е най-важното, разреждането на препарата.
3. При видимо замърсяване на разтвора – промяна на цвета, помътняване, утаяване и др., той трябва да се замени с нов.

Съвместимост с материали

Подходящ за:

Неръждаема стомана, алуминий, анодиран алуминий, цветни метали, синтетични материали, гума, латекс, стъкло

За материали, които не са споменати, моля направете свои собствени изпитвания за съвместимост или се консултирайте с Borer Chemie AG.

Допълнителна информация

За информация относно безопасността при работа, съхранение и изхвърляне на отпадъчни продукти / отпадни води, моля консултирайте се със съответния информационен лист за безопасност.

Възползвайте се от нашите специализирани знания! Моля свържете се с нас за практическа информация относно вашето специфично приложение.

Производител:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland
Tel +41 32 686 56 00 Fax +41 32 686 56 90
office@borer.ch, www.borer.ch

Alle Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.